

Detail produk

Kaca pembesar ergo revolusioner dari Amtech memungkinkan Anda bekerja lebih lama dengan kenyamanan dan konsentrasi maksimal, dan mencapai hasil yang lebih baik.

Ergo loupes adalah seri baru Amtech dengan pembesaran yang jelas dan nyaman serta akan menjaga kesehatan leher dan kesehatan muskuloskeletal Anda. Elemen mekanis presisi pada keseluruhan desain dengan struktur ergonomis yang unik memberi Anda kenyamanan dan konsentrasi maksimal.

Kaca pembesar ergo 5.0x super ringan memiliki berat 55,5g, dan menawarkan 5 perbesaran, Dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda, ergo menyediakan profesional medis; termasuk dokter gigi, ahli bedah dan ahli kesehatan, dengan solusi perubahan pekerjaan.

Pembesaran	Jarak kerja	Kedalaman fokus	Bidang pandang	Berat (dengan AM280 Ti)
5.0x	450mm	75mm	75mm	55.50g
	500mm	90mm	80mm	
	550mm	120mm	90mm	

Opsi Bingkai

Bingkai yang direkomendasikan: Am 100Ti, Am 280Ti, Am 310, Am559

Opsi Kasus

		
Casing logam (hitam)	Kotak kain	Casing aluminium E (untuk kaca pembesar dan lampu)

Detail Pengepakan

Kotak kulit A Kartu garansi Panduan Pengguna Membersihkan pakaian Tas kaca mata	
---	--